

# PROFIT

## ACTIVÁ TUS DÍAS



Nombre

### Pack Gel Frío-Calor Cold/Hot Compress

Código externo

10.01.K1313/K1325/K2425

Código interno

40.K1313/K1325/K2425

Descripción

Brinda frío o calor terapéutico, según se requiera, ayudando a aliviar lesiones, contracturas, desgarros y dolencias. El producto consta de un gel dentro de una bolsa contenedora que puede ser enfriado o calentado sin perder sus propiedades. Se adapta a la forma del cuerpo por lo que resulta anatómico y cómodo al uso. Se recomienda su uso con el porta pack gel Profit, para su mejor fijación.

Modo de acción

El frío, por su capacidad antiinflamatoria, ayuda en casos de lesiones con proceso inflamatorio como desgarros, esguinces, contusiones y tendinitis. El calor se debe aplicar en casos de contracturas, espasmos musculares o rigidez en articulaciones.

Materialidad

Compuesto por un gel desarrollado para mantener la temperatura que se le confiera a la compresa. La bolsa que contiene al gel permite la transmisión de frío y no produce alteraciones en la piel.

Tabla de tallas / Código de barras

<b>K1313</b>	12 unidades.	17798094549399
<b>K1325</b>	5 unidades.	17798094549405
<b>K2425</b>	2 unidades.	17798094549412

Instrucciones de uso

- Calor:
1. Para su uso en horno microondas, sumergir el producto en un recipiente con agua hasta que quede completamente cubierto, y calentar a temperatura media durante 30 segundos. O introducir la compresa en un contenedor con agua hirviendo durante 5 minutos.
  2. Cubrir con un paño.
  3. Aplicar sobre la zona afectada.

- Frío:
1. Conservar en heladera o freezer (-18°C a -20°C) hasta alcanzar la temperatura deseada.
  2. Cubrir con un paño.
  3. Aplicar sobre la zona afectada.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. En caso de presentarse fisuras en la bolsa contenedora, no inhalar ni ingerir el gel y evitar el contacto con los ojos y la piel. Deben controlarse los tiempos de aplicación para impedir congelamiento o quemaduras producidas por el exceso de frío o calor: el tiempo de aplicación, tanto para frío como para calor, debe oscilar entre 15 y 30 minutos. Se recomienda no plegar el producto al introducirlo al freezer y aplicarlo sobre un paño.

Modo de lavado y Almacenamiento

Conservar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación. No exponer al sol o altas temperaturas. Mantener alejado de oxidantes y ácidos.



Patologías

- \* Traumatismos.
- \* Tensiones musculares.
- \* Dolores artríticos.
- \* Contracturas.
- \* Desgarros.
- \* Espasmos musculares.
- \* Luxaciones.
- \* Tendinitis.
- \* Contusiones.
- \* Retracciones musculares.

Composición

Gel: agua, glicerol, carboximetil celulosa sódica, conservante MAPCH GLP.

Productos relacionados

BH - PG

Envase	Estuche
Cantidad	1313x12u / 1325x5u / 2425x2u
Color	Celeste
NCM	3824.90.89
Peso sin envase	125g / 0,125 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	China

Producto distribuido por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001.

CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global

ficha\_de\_producto\_K1313/K1325/K2425\_v.1

FTM