



Nombre

Sport Kit

Código externo

04.04.SK

Código interno

70.SK

Descripción

El kit está compuesto por dos vendas, un enrollador y una bolsa de lavado. La aplicación del vendaje brinda protección y ayuda en la prevención de lesiones durante la práctica deportiva. Contiene la zona afectada y limita el movimiento, evitando las secuelas que producen las inmovilizaciones totales y prolongadas, ofreciendo estabilidad y compresión en la articulación. El enrollador permite enrollar fácil y rápidamente las vendas luego del uso, manteniendo una tensión firme y pareja a lo largo de todo el vendaje. La bolsa para lavarropas contiene hasta dos vendas desenrolladas para optimizar el lavado, evitando la generación de nudos y complicaciones durante el proceso. Colores disponibles: Negro – Naranja

Modo de acción

Ofrece soporte activo para el tratamiento y la prevención de torceduras y lesiones en general. El vendaje proporciona apoyo hemodinámico y ofrece comodidad al usuario -que puede continuar su entrenamiento-. Es importante conocer la técnica apropiada de aplicación, la misma dependerá de la zona afectada y el tipo de dolencia. La elasticidad posibilita regular su nivel de ajuste, aplicando la compresión deseada.

Materialidad

Vendas elaboradas a partir de tejido de algodón, recomendado para situaciones en las que el producto está en contacto directo con la piel. El tipo de tejido da como resultado una venda de elasticidad media y estire longitudinal. Libre de latex. Enrollador de aluminio, material liviano y de alta resistencia.

Tabla de talles / Código de barras

SKNE	Negro	8cm x 2.5m	7798128675325
SKNA	Naranja		7798128675332

Instrucciones de uso

VENDAJE:

- Desenrollar de a poco e ir colocando la venda envolviendo la zona a tratar en forma de espiral, encimando la mitad de la venda sobre la colocada anteriormente. Aplicar la tensión necesaria para obtener la compresión deseada.
- Verificar que no se formen arrugas en la venda y acomodar hasta lograr un grado óptimo de confort.
- Al finalizar, sujetar el vendaje con la misma venda o colocar en el extremo los ganchos sujetadores.

ENROLLADOR:

*Ver anexo ilustrativo.

Modo de lavado y Almacenamiento

Limpiar el enrollador con paño húmedo. Vendas: Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. Para el lavado de vendas en lavarropas, se recomienda usar la bolsa de lavados. Se sugiere realizar el primer lavado a mano.



Composición

Venda: Poliamida 53%, Algodón 47%.
Enrollador: Aluminio, Acero inoxidable, TPR.
Bolsa: 100% Poliéster.

Advertencias y Recomendaciones

Para una adecuada colocación del vendaje, se sugiere consultar previamente a un especialista. En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. La excesiva tensión de ajuste del vendaje puede impedir la correcta circulación sanguínea. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Quite el vendaje si siente entumecimiento, hormigueo o la extremidad fría o pálida, frote suavemente el área y vuelva a realizar un vendaje cuando se recupere.

Patologías

- * Entorsis
- * Tenosinovitis
- * Tendinitis
- * Lesiones articulares
- * Distensiones musculares
- * Rotura fibrilar parcial
- * Fisuras y epifiolisis no desplazadas
- * Linfedemas
- * Insuficiencias venosas crónicas
- * Flebotrombosis
- * Tromboflebitis
- * Esguinces de primer y segundo grado

Productos relacionados

VDNE - VNDA

Envase	Bolsa
Cantidad	1 Kit: 1 enrollador, 1 bolsa para lavarropas, 2 vendas deportivas.
Color	Naranja / Negro
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-14 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:

Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:

Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:

www.ptm.global - info@ptm.global