



Nombre

Tobillera Air Sport con banda dinámica de ajuste

Air Sport ankle support with dynamic adjustable strap

Descripción

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación de lesiones, mediante la aplicación de compresión a la articulación y los ligamentos. El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares. La banda de ajuste con abrojo, aporta fuerzas adicionales de compresión. Puede ser utilizada en ambos tobillos.

El tejido tubular respirable sin costuras y anatómico permite practicar deportes sin la acumulación de humedad.

Código externo

1301.TAS2N

Código interno

P461PTAS2N

Modo de acción

La tobillera aplica fuerzas multidireccionales, que mantienen la articulación en una posición neutra. El alivio en distensiones, esguinces y demás lesiones del tobillo se logra mediante la estabilización de la articulación, aplicando compresión moderada sobre la zona. La banda de ajuste aporta fuerzas adicionales para proteger el tejido.

Materialidad

El spandex, junto a la goma forrada, brindan elasticidad al producto. El spandex es un material de secado rápido, resistente a la sudoración, que no genera electricidad estática y cuenta con un alto grado de recuperación elástica. La poliamida, posee un excelente cuadro de propiedades mecánicas, tenacidad elevada y características de deslizamiento y resistencia al desgaste superiores. Este material también se destaca por su alto grado de absorción y evaporación de la humedad.

Tabla de talles / Código de barras

Según número de calzado.

S	34 - 36	7798128676216
M	37 - 39	7798128676223
L	40 - 42	7798128676230
XL	43 - 45	7798128676247

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro con naranja
NCM	6307.90.90.900Q
Peso sin envase	0.058 kg
Peso con envase	0.066 kg
Volumen con envase	0,00111375 m ³
Industria/Origen	Argentina

Instrucciones de uso

1. Introducir el pie a través de la tobillera por la abertura con la línea de contorno naranja.
2. Deslizar hacia arriba, haciendo que la parte rayada color gris coincida con el talón.
3. Cruzar las tiras elásticas por sobre el empeine y ajustarlas entre sí en la parte posterior del tobillo.
4. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrado el abrojo. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Patologías

- * Miositis
- * Bursitis
- * Artritis
- * Lesiones inflamatorias
- * Esguinces leves
- * Inestabilidad articular

Composición

Elastodieno 42% Elastano 9%
Poliamida 49%

Productos relacionados

TAS - EM1 - ET1 - ER1 - MAS - RAS

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global